

FICHE TECHNIQUE

FLEX-1-ONE

POSOLOGIE ET MODE D'UTILISATION



La bande ne doit en aucun cas être appliquée avec une tension supérieure à 50 % de la tension maximale.

AVERTISSEMENTS SPÉCIAUX

- **Flex-1-One 5 cm:** bleu, jaune, rouge, vert
- **Flex-1-One 7,5 cm:** blanc, bleu, fuchsia, jaune, rouge, vert
- **Flex-1-One 10 cm:** blanc, bleu, fuchsia, jaune, noir, rouge, vert

EMBALLAGE

- **Flex-1-One 5 cm:** boîte contenant 24 bandes
- **Flex-1-One 7,5 cm:** boîte contenant 24 bandes
- **Flex-1-One 10 cm:** boîte contenant 24 bandes

DESCRIPTION

Bande adhésive utile pour l'entretien des bandages, des pansements post-opératoires et des pansements de queue. Ses caractéristiques sont les suivantes:

- haute résistance au frottement
- est facilement déchiré à la main sans avoir recours à des ciseaux,
- une compression contrôlée (non contraignante)
- adhère à lui-même sans être collant sur les cheveux
- résistant à l'eau et à la transpiration
- soutient les tendons et les ligaments, ce qui permet de maintenir la position même dans des conditions particulièrement difficiles

