

POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

In nessun caso la fascia deve essere applicata con una tensione superiore al 50% della tensione massima.

AVVERTENZE SPECIALI

- **Vetrap altezza 5 cm:** blu, rosso, verde
- **Vetrap altezza 7,5 cm:** blu, rosso, verde
- **Vetrap altezza 10 cm:** blu, fucsia, giallo, nero, verde, rosso

CONFEZIONE

- **Vetrap 5 cm:** scatola da 200 pezzi (vendibili singolarmente)
- **Vetrap 7,5 cm:** scatola da 150 pezzi (vendibili singolarmente)
- **Vetrap 10 cm:** scatola da 100 pezzi (vendibili singolarmente)

DESCRIZIONE

Fascia elastica di contenzione e mantenimento. Leggera, resistente e porosa, indicata per la protezione di ferite, il mantenimento in posizione delle medicazioni e la fasciatura della coda.

- Aderisce su se stessa senza necessità di fissaggi aggiuntivi
- consente di mantenere la mobilità
- facile da rimuovere, non si appiccica al pelo
- permette alla zona fasciata di traspirare
- resistente all'acqua e al sudore
- se si applica una pressione sufficiente può essere utilizzata per interrompere emorragie, restando nel contempo sufficientemente flessibile da non compromettere la circolazione

